

AUDIÓMETRO AS5

La serie **AS5** dispone de cuatro configuraciones distintas según las necesidades del usuario, AS5-A, AS5-AM, AS5-AO y AS5-AOM.

MODELOS	AS5-A	AS5-AM	AS5-AO	AS5-AOM
vía aérea	■	■	■	■
Auriculares TDH39	■	■	■	■
Tono continuo	■	■	■	■
Tono pulsante	■	■	■	■
Indicador de señal	■	■	■	■
Enmascaramiento	-	■	-	■
Vía Ósea	-	-	■	■
Vibrador B-71 o B-72	-	-	■	■
Aviso paciente	■	■	■	■
Pantalla LCD	■	■	■	■

