

## **BARYS ELECTRA:**

Báscula electrónica ideal para sectores no sujetos a la normativa europea CE de equipos certificados

### **Características principales:**

- Fabricada en plancha de acero lacada en blanco con visor en material plástico
- Dispone de pantalla LCD de alto contraste con iluminación de fondo y dígitos de 20mm de altura para facilitar la lectura.
- Fácil manejo, cada función tiene su indicador en pantalla para que el usuario sepa que funciones tiene activadas en cada momento.
- Tecla de reconversión de unidades, posibilidad de pesar en Kilos y Libras
- Función de Tara y fijación de peso, para ofrecer resultados exactos y fiables.
- Opera conectada a la red eléctrica con alimentador de 200 V AC/50 Hz
- Función de auto apagado, evita un gasto innecesario de energía.
- Tallímetro telescópico confeccionado en aluminio anodizado.

### **Características técnicas:**

- Máx.....200Kg
- e..... 100 g
- mín.....2 Kg
- Medidas plataforma....37x27 cm
- Medidas equipo..... 106x54x27 cm
- Temp. De funcionamiento 0°C / 40°C

