

## **PESA PERSONAS MECÁNICAS**

### **BARYS PLUS C:**

Báscula mecánica para uso médico. Certificación CE M III, imprescindible para uso médico en cumplimiento con la normativa CE

Características principales:

- Fabricada en acero y barnizada con laca blanca de gran resistencia
- Calibrada y verificada en fábrica para garantizar resultados exactos y precisos.
- Regla graduada con indicaciones de fácil lectura.
- Patas niveladoras y ruedas.
- Tallímetro telescópico con indicador abatible.
- Certificación CE M III opcional. BARYS PLUS C

Características técnicas:

- Max..... 200 Kg
- e ..... 100 g
- Min..... 2 Kg
- Medidas base...53x27,5 cm
- Medidas plataforma...37,5x27,5 cm
- Altura..... 148,5 cms
- Peso.....17,5 Kg
- Tallímetro..... 75 a 200 cm

### **BARYS PLUS**

Báscula mecánica ideal para sectores no sujetos a la normativa europea CE de equipos certificados

Características principales:

- Fabricada en acero y barnizada con laca blanca de gran resistencia
- Calibrada y verificada en fábrica para garantizar resultados exactos y precisos.
- Regla graduada con indicaciones de fácil lectura.
- Patas niveladoras y ruedas.
- Tallímetro telescópico con indicador abatible.
- Certificación CE M III opcional. BARYS PLUS C

- Max..... 200 Kg
- e ..... 100 g
- Min..... 2 Kg
- Medidas base...53x27,5 cm
- Medidas plataforma...37,5x27,5 cm
- Altura..... 148,5 cms
- Peso.....17,5 Kg
- Tallímetro..... 75 a 200 cm

