

## NOVA PLUS

Báscula electrónica para uso médico. Certificación CE M III, imprescindible para uso médico en cumplimiento con las normativa CE

Características principales:

- Construcción sólida y ligera gracias a la utilización de aluminio y material plástico.
- Patas niveladoras.
- Pantalla LCD de cristal líquido de 1 pulgada con retroiluminación y 5 ½ dígitos.
- Funciona con una pila de 9 V o por conexión a red.
- Ruedas para facilitar su traslado interno (opcional).
- Tallímetro (opcional).

Características técnicas:

- Máx: 250 Kg
- e: 200<125Kg<500 g
- Min: 4 Kg
- Medidas plataforma: 31 x 31 cm
- Medidas equipo: 116 x 48 x 31 cm
- Peso del equipo: 8Kg

