

CABINA INSONORIZADA C-32



Especificaciones técnicas:

Medidas exteriores: 100x100x210 cm

Placa de conexiones de 8 jack estéreo, 6,3 mm.

Peso aproximado: 280 Kg.

Bandeja soporte audiómetro de 41x80 cm.

Color: blanco con perfiles negros.

Ventana de doble acristalamiento 67x79 cm.

Sistema de cierre magnético

Marcado CE

Aislamiento acústico:

FRECUENCIA	L ₁	L ₂	R.F.	L ₂ '	T	A=0,16*V/T	10log(A/A ₀)	10log(T/T ₀)	D _{nT}	10log(S/A)	R'
125	92	64	33	64	0,5	10	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
250	90	52	26	52	0,5	10	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
500	89	49	25	49	0,5	10	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
1000	91	46	17	46	0,5	10	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2000	90	44	15	44	0,5	10	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
4000	92	41	14	41	0,5	10	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00