

## COLPOSCOPIO (GINECOLOGÍA)



# COLPOSCOPIO ALLTION LED 9X

## 29612,- COLPOSCOPIO "ALLTION LED 9 X"

Es un colposcopio completo y de calidad superior, ofreciendo excelentes ópticas y una luz blanca fría y duradera. Compacto, ligero y fácil de utilizar, ofrece una calidad de gama alta a un precio muy competitivo. Gracias a su rótula universal especial en Teflón, el pre-reglaje de la puesta a punto se facilita por un movimiento de 360°. Se entrega totalmente montado y listo para su empleo.

### **Características técnicas:**

Ampliación: 9 X Longitud focal: 316. Campo de visión: Ø 22 cm. Profundidad de campo: > 4 mm.

Intensidad luminosa: 10,000 lux. Oculares regulables intercambiables 12,5X.  
Iluminación: LED 5,9 V / 5 W de larga duración.

Ópticas de calidad superior con oculares regulables individualmente. Reostato integrado para la regulación de la luz. Bombilla Led fácil de cambiar. Filtro verde integrado seleccionable por el operador.

2 empuñaduras para reglaje del enfoque. 2 para regular la altura (de 838 mm a 1194 mm). Mando de accionamiento sin golpeo.