

## ESPIRÓMETRO PORTÁTIL DATOSPIR MICRO

Espirómetro portátil de última generación, para la realización de pruebas de función pulmonar. Excelente equipo para la detección precoz de enfermedades con la EPOC o ASMA a un precio súper económico.

Principales características:

- 3 modelos con diferentes configuraciones ampliables
- Comunicaciones vía USB (ordenador e impresora) y Bluetooth (opcional).
- Pantalla táctil, tipo PDA (modelos B y C)
- Base de datos >1000 pruebas con gráficos.
- Exportación de datos a otros sistemas de gestión.
- Turbina volumétrica bidireccional.
- Pulsioxímetro integrado (opcional).
- Corrección BTPS.
- Cumple con las últimas recomendaciones ERS/ATS (2005).
- Dispone de código PIN (para el cumplimiento de la Ley Protección de Datos, LOPD).

