

ACCESORIOS ECG

Foto	Descripción	Especificación	P/N	Nota
	Rama electrodo	Adulto \varnothing 3	24000278	Electrodo de rama del niño es un poco menor que la de un adulto, y la presión del resorte es más ligero.
		Adulto \varnothing 4	24000277	
		Niño \varnothing 3	24000283	
		Niño \varnothing 4	24000284	
	Pecho electrodo	Adulto \varnothing 3	24000269	Electrodos en el pecho del niño es un poco menor que el de adultos, y la presión de succión es más ligero.
		Adulto \varnothing 4	24000271	
		Niño \varnothing 3	24000274	
		Niño \varnothing 4	24000275	
	ECG cable	\varnothing 3	24000303	Cuanto mayor sea el valor de \varnothing , la realización más grande área y una mejor transmisión de la señal. Todos los ECG Carewell aplican \varnothing 4 cable de ECG.
		\varnothing 3	24000296	
	Rodar papel	50MM/20M	24000244	Aplicable para un solo canal ECG
		50MM/30M	24000246	
		63MM/20M	24000248	Aplicable para 3-canal ECG
		63MM/30M	24000250	
		80MM/20M	24000252	Aplicable para ECG de 3 canales con un eje de papel de 80 mm
		80MM/30M	24000254	
		112MM/20M	24000255	Aplicable para 6-canal ECG
		112MM/30M	24000256	
		216MM/20M	24000260	Aplicable para 12-canal ECG
		216MM/30M	24000261	
	Z-plegar papel	210*140MM (200P)	24000267	Aplicable para 12-canal ECG
	Adaptador de electrodo	\varnothing 4	24000287	Aplicable a \varnothing 4 plátanos cable de ECG
	Carrito	N/A	31090007	Aplicable para Carewell ECG, ECG estación de trabajo, y monitor de paciente