



anestophon® satisface las máximas exigencias. Este innovador fonendoscopio especial para enfermeras y personal auxiliar está equipado con una **pieza de contacto de aluminio totalmente nueva**, para la **máxima comodidad a la hora de medir la tensión arterial**. Las propiedades acústicas en la gama de frecuencias relevante ha podido incrementarse enormemente. Este fonendoscopio ofrece **un nivel de calidad extraordinario a un precio económico**.

- Manejo ergonómico gracias a la nueva forma: **pieza de contacto de aluminio** sin aristas extraordinariamente plana, fácil de deslizar bajo el brazaletes al medir la tensión arterial.
- Membrana especial, Ø 48 mm, con anillo de protección contra el frío especialmente plano y suave para una mejor adaptación a la piel.
- Arco cromado mate ajustable mediante giro.
- Olivas blandas intercambiables con rosca metálica para un cómodo sellado del conducto auditivo externo.
- Tubo en Y reforzado de PVC, para aislar de sonidos no deseados.
- Longitud total: 77 cm.
- Sin látex.
- anestophon® se suministra en una caja-expositor de cartón con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio.