

Aparato flexotensor de muñeca

Para la realización de ejercicios de flexión y extensión de las muñecas

DESCRIPCIÓN

- Resistencia graduable por medio de freno de disco
- Estructura de acero cromado
- Empuñadura fabricada en madera barnizada en su color natural

MEDIDAS

- Largo Total: 42.5 cm
- Largo Empuñadura: 32.5 cm
- Espacio Base - Empuñadura: 27 cm

31M000000006 APARATO FLEXOEXTENSOR DE MUÑECA

