

Aparato pronosupinador de muñeca de pared

Para la realización de ejercicios de pronación y supinación de las muñecas



DESCRIPCIÓN

- Resistencia graduable por medio de freno de disco
- Estructura de acero cromado
- Empuñadura fabricada en madera barnizada en su color natural



MEDIDAS

- Largo Empuñadura: 14 cm
- Espacio Pared-Empuñadura: 19 cm
- Ø Disco a pared: 12.5 cm Ø

31M000000009 APARATO PRONOSUPINADOR DE MUÑECA DE PARED

