

# Banco de Cuadriceps

Para múltiples ejercicios de recuperación y potenciación isotónica concéntrica y excéntrica de la extremidad inferior y superior



Disco graduado ángulo inclinación



Brazo oscilante cromado

Precisión en el trabajo y manejabilidad gracias a su diseño anatómico que permite trabajar el músculo en la posición más idónea. Un aparato versátil, robusto y seguro. Con un diseño renovado y más estilizado.



## DESCRIPCIÓN

- Un brazo oscilante cromado compuesto por dos barras paralelas serigrafiadas a diferentes medidas, las cuales nos permitirán variar la posición del rulo de apoyo y la colocación del peso
- Un disco serigrafiado (a diferentes grados) permite fijar el movimiento deseado con un pivote para que el paciente no pueda sobrepasar los grados programados para esa sesión de trabajo
- Respaldo ajustable y abatible dependiendo de la altura del paciente. Posibilidad de convertir el banco en camilla para así poder realizar trabajos en los músculos isquiotibiales
- Tapizado de polipiel para dar un mayor confort
- Banco con tubo cuadrado de acero pintado en epoxy de color blanco y sus accesorios móviles cromados

- OPCIONAL: Se puede acoplar un brazo adicional



## ACCESORIOS ESTÁNDAR

### Cinchas fijadoras

31A00TAP0066	2 Cinchas velcro 5 x 100 cm (pierna)
31A00TAP0067	1 Cincha velcro 5 x 200 cm (tórax)

### Conjunto de pesas pintadas en negro

32BC00000006	2 unidades de 0.5 kg
32BC00000007	2 unidades de 1 kg
32BC00000008	2 unidades de 2 kg

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas	120 x 88 x 87 cm
---------	------------------

## ACCESORIOS OPCIONALES

32M000000020	Brazo adicional Banco de Cuadriceps
31M000000027	BANCO CUADRICEPS con 1 brazo