



## COLPOSCOPIO LEISEGANG Modelo 1 light / 1D Light

El modelo 1 light y 1D light son económicos modelos de baja gama de la marca Leisegang, con todas las cualidades de calidad de Leisegang. La posibilidad de ajuste de ambos modelos está a la disposición del colposcopio. Para mover el colposcopio también de forma horizontal, se emplea un estativo flotante o giratorio.

El modelo 1light cuenta con un aumento fijo de 15x.

El modelo 1D light esta básicamente construido de la misma forma que el modelo 1 light. Para una mayor flexibilidad posee en lugar de un aumento fijo, uno variable de aumentos de 7,5x 15x 30x.

Los instrumentos se suministran con el estándar de color RAL9002.

### **Datos técnicos de 1 light**

- Aumento: fijo de 15x.
- Iluminación: halógena de 12V / 20W

### **Datos técnicos de 1D light**

- Aumento: variable con 7,5x / 15x / 30x.
- Iluminación: halógena de 12V / 20W