



## CPM-8000 Vet

### Características principales

- Pantalla TFT de 8,4 " con alto brillo
- Multi-idioma disponible
- Construido en una batería de litio recargable
- Protección de sobrepresión
- Arritmia y análisis del segmento ST
- Alarma sonora y visual
- Red de función
- 72-horas de tendencias tabulares y gráficas de todos los parámetros
- 480 grupos de NIBP de almacenamiento y revisión de datos
- Aplicable para adultos, pediátricos y neonatos

### Configuración estándar:

- Unidad principal CPM-8000 FP
- Construido en una batería de litio recargable
- 5-derivaciones del cable EGG

- sensor Spo2
- NIBP cuff
- TEMP skin probe

### Opciones

- Grabadora incorporada
- Trol de aluminio