



# ECG-1101

## EGG DIGITAL CON 1 CANAL

CE 0123

### ECG-1101 EGG DIGITAL con 1 canal

#### Características

- Ligero y compacto.
- Tres modos de funcionamiento: Automático, Manual y Análisis.
- Forma de dirigir disponible en modo estándar o modo Europeo.
- Medida automática, opción de interpretación en clase G.
- Detección y alarma al comienzo por falta de papel y batería.
- Incorpora simulador de ECG.
- Incorpora batería de litio recargable de alta capacidad.
- Ajuste automático de inicio para una grabación óptima.
- Interfaz de comunicación RS232 en configuración estándar para enlace con red o crear una base de datos de ECO. Opción de bluetooth.
- Pantalla LCD de ondas del ECO (disponible en máquinas clase C y O).
- Incorpora función de ayuda: colocación de electrodos, conocimiento básico de
- ECG, solucionador de problemas básico, etc.




ECG-1101  
Class G



ECG-1101  
Class B

## Especificaciones Técnicas

Seguridad estándar: IEC clase 1, tipo CF
Modo de consecución: 12 formas de guía simultánea.
Circuito incorporado: flotante, protección contra desfibrilador y marcapasos.
Convertor A/D: 18 Bit.
Tiempo constante: > 3.2 s.
Frecuencia de respuesta: 0.005 Hz - 150 Hz.
Sensibilidad: 2.5, 5, 10, 20 (mV/mv), auto.
Resistencia de entrada: >
Entrada del circuito de corriente: <50 nA
Voltaje de calibración: 1mV±2%
Nivel de ruido: < 15u Vp -p
Antidesplazamiento de línea de comienzo: Automático.
Filtro: filtro EMG. 351- 45 Hz; filtro ADS auto (0.15 – 0.50 Hz) y filtro HUM 50 Hz/60 Hz (-20 dB)
CMRR:> 100 dB (con filtro AC)
Divulgación del paciente actual: < 10uA
Velocidad del papel: 6.25/12.5/25/50 mm/s
Papel de grabador: 50 mm(ancho), 20m130m (largo), roll/Z-fold.
Energía supletoria: AC: 110/220 V, 50/60 Hz, 85V (opción); DC: 12 V, incorpora batería recargable.
Dimensiones: 295 mmX 260 mmX 60 mm; 415 mmX 195 mmX 380 mm (carton).
Peso neto: 2.5 Kg.
Peso bruto: 4.5 Kg.



### LCD Specification

ECG-1101	LCD Type	Display	HELP
Class B	20*2 Character	Character	NO
Class G	3.8 inch Graphic	waveform	YES



www.reimedical.com

C/ Hnos. Lumier, 21  
28500 La Poveda (Arganda del Rey)  
Telf.: 91 870 64 77 / 91 870 64 88  
Fax: 91 870 64 97