

# Mesa de manos universal

## DESCRIPCIÓN

Estructura fabricada en acero pintado en epoxy -color blanco-.  
Dispone de tablero de madera en haya pulido y barnizado en su color natural.

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Tablero canadiense con juego de palillos
- Rueda de inercia fabricada en acero cromado con resistencias graduables
- Pronosupinador de muñeca -fabricado en acero cromado y madera- con resistencia graduable
- Flexoextensor de muñeca -fabricado en acero cromado y rodillo de madera de roble barnizado- con resistencia graduable
- Juego de 3 ejercitadores de mano de diferentes resistencias
- Juego de 5 tornillos con muelles y diferentes formas de agarre -fabricados en acero cromado- regulable en resistencia y posicionamiento

- OPCIONAL: Pedal para flexoextensión de pie, fabricado en madera con varilla de acero cromado



## MEDIDAS

102 x 62 x 82 cm

31M000000064

31M000000063

MESA DE MANOS con pedal

MESA DE MANOS sin pedal