



DESCRIPCIÓN PARALELA PLEGABLE

- Construida en tubo de acero
- Con dos barras de apoyo pintadas en epoxy blanco
- Barras graduables en altura por medio de pasadores (en acero cromado)
- Paralela plegable montada sobre dos plafones metálicos
- Diversas longitudes de barra: 2.5 m, 3 m y 3.5 m

DESCRIPCIÓN PARALELA CON TARIMA (NO PLEGABLE)

- Construida en tubo de acero
- Con dos barras de apoyo pintadas en epoxy blanco
- Barras graduables en altura por medio de pasadores (en acero cromado)
- Paralela montada sobre una tarima de madera barnizada
- Diversas longitudes: 2.5 m, 3 m y 3.5 m

SIN TARIMA

CON TARIMA

31M000000065	31M000000070	PARALELA PLEGABLE DE 2.5 m
31M000000066	31M000000071	PARALELA PLEGABLE DE 3 m
31M000000067	31M000000072	PARALELA PLEGABLE DE 3.5 m