

seca 799

Pesapersonas electrónica de columna con función BMI



- Utilizable en cualquier lugar gracias al funcionamiento por pilas.
- Fácil de transportar.
- Rentable y de bajo mantenimiento gracias a su bajo consumo.
- Funciones inteligentes para uso múltiple.

seca 799:

La solución inteligente para una utilización flexible.

En el área de la medicina, es necesario que la alta precisión y la funcionalidad bien elaborada vayan aparejadas con la rentabilidad. Desde hace más de cien años, seca desarrolla básculas y sistemas de medición innovadores que satisfacen estas exigencias de forma óptima. Porque sólo los elementos de trabajo ajustados específicamente a las necesidades de los médicos y del personal sanitario, que a la vez funcionen de forma rentable, realmente alivian la tarea en los hospitales, consultorios y centros de atención. Son condiciones que, indudablemente, reúne la pesapersonas electrónica de columna seca 799, de uso múltiple y flexible.



Funciones inteligentes para una utilización múltiple.

En hospitales y consultorios médicos es absolutamente necesario poder evaluar el estado nutricional del paciente. Para estos fines, la pesapersonas seca 799 ofrece una función BMI que mide el contenido de grasa corporal en relación a la estatura. La función HOLD también alivia la tarea diaria: se ocupa de seguir indicando el resultado en la báscula ya descargada. Esto permite atender debidamente al paciente antes de anotar el peso. Con la función TARA, se compensan los pesos adicionales que no deben incluirse en el resultado de pesaje.

Utilizable en cualquier sitio y fácil de transportar.

La pesapersonas seca 799 se puede utilizar en cualquier sitio, donde se necesite. Gracias a la alimentación por pilas no depende de la red eléctrica. Sin embargo, una pesapersonas de utilización flexible también debe ser fácil de trasladar: la pesapersonas seca 799 viene equipada con ruedas de marcha suave, para conducirla sin inconvenientes hasta donde se necesite.

Especialmente rentable y de bajo mantenimiento.

La pesapersonas seca 799 trabaja con un consumo extremadamente bajo de energía, por lo cual es sumamente rentable. Gracias a esa característica, con esta pesapersonas de columna se puede realizar un enorme número de pesajes con un solo juego de pilas. La desconexión automática es otro de los factores de ahorro energético.



seca 799

Datos técnicos

- Capacidad: 200 kg
- División: 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensiones (AxAxP): 294 x 831 x 417 mm
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 272 x 75 x 280 mm
- Peso: 6,3 kg
- Alimentación: Batería, red eléctrica opcional
- Funciones: TARA, HOLD, BMI, cambio de unidad de medida de peso, desconexión automática
- Opcional: tallímetro para pesapersonas de columna seca 220 y seca 224, adaptador para red eléctrica seca 447, adaptador universal para red eléctrica 400
- Clase de calibrado: