

CABINA AUDIOMÉTRICA S40

Las cabinas insonorizadas **S40**, han sido diseñadas por el departamento de I+D+i de SIBEL S.A. utilizando los más novedosos materiales en aislamiento acústico. Ello ha permitido reducir su peso obteniendo un elevado índice de aislamiento y una gran funcionalidad y belleza estética.

Características principales:

- Gran funcionalidad y belleza estética
 - Montaje rápido y sencillo por personal no especializado
 - Gran aislamiento acústico
 - Atenuación máxima 46dB SPL
 - Cabinas de medidas especiales mediante el ensamblaje de módulos
 - Modelo S40D homologado para vehículos a motor
-
- Ventilación libre por laberinto. Ventana de doble acristalamiento.
 - Adaptable a todos los audiómetros del mercado.
 - Accesorios opcionales: Rampa de acceso silla de ruedas, Panel de conexiones USB-RS232, recubrimiento interior lavable microperforado (DELUXE), ruedas, Luz de LEDS, Preinstalación para campo libre, mesa abatible, situación apertura puerta, personalizable, ventanas adicionales...

