

# Pulsioxímetro MD300I



## Características técnicas:

- Oportuno para operación en clínica.
- Bajo nivel de consumo de potencia.
- Display true colour OLED
- Display con SpO2, Ritmo cardiaco, PI, forma de onda y barra de pulso.
- Información de 10 pacientes y 72 horas de almacenado de la grabación.
- Alarma acústica y visual.
- Indicador de baja batería.
- 2 pilas AA alcalinas o recargables.

## **Reimedical S.L.**

C/ Hermanos Lumiere, 21  
28500 Arganda del Rey • Madrid  
Tlfn.: 918706477 / 918706488  
Fax.: 918706497  
Email: [info@reimedical.com](mailto:info@reimedical.com)  
Web: [www.reimedical.com](http://www.reimedical.com)