



COLPOSCOPIO LEISEGANG Modelo 1 light / 1D Light

El modelo 1 light y 1D light son económicos modelos de baja gama de la marca Leisegang, con todas las cualidades de calidad de Leisegang. La posibilidad de ajuste de ambos modelos está a la disposición del colposcopio. Para mover el colposcopio también de forma horizontal, se emplea un estativo flotante o giratorio.

El modelo 1light cuenta con un aumento fijo de 15x.

El modelo 1D light esta básicamente construido de la misma forma que el modelo 1 light. Para una mayor flexibilidad posee en lugar de un aumento fijo, uno variable de aumentos de 7,5x 15x 30x.

Los instrumentos se suministran con el estándar de color RAL9002.

Datos técnicos de 1 light

- Aumento: fijo de 15x.
- Iluminación: halógena de 12V / 20W

Datos técnicos de 1D light

- Aumento: variable con 7,5x / 15x / 30x.
- Iluminación: halógena de 12V / 20W