

## ELECTROCARDIOGRAFOS DE 3,6 Y 12 CANALES (CARDIOLOGIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD)

ELECTROCARDIOGRAFOS DE 3 CANALES:



- ECG-1103L/LW
- Electrocardiógrafo digital de 3 canales
- [Features](#)
- [Literature](#)
- [Technical](#)
- [Gallery](#)

### **Características principales**

- Adquisición simultánea de 12 derivaciones
- LCD de 6" , display en tiempo real de ondas de ECG de 12 derivaciones
- Detección y alarma de electrodo desconectado y batería baja
- Ajuste automático de la línea de base para una óptima impresión
- Simulador de ECG interno para propósitos de Demo
- 3 modos de operación: AUTO, MAN y ANA
- 3 tipos de filtro: HUM, EMG y ADS
- 3 tipos de Fuente de alimentación: AD, DC y batería
- 2 tipos de derivaciones: Standard y Cabrera

- 15 archivos de ECG pueden ser salvados en el equipo
- 1,000 archivos de ECG pueden ser salvados en una memoria SD ( Opcional )
- Comunicación con PC (Opcional)

### **Configuración Estándar**

ECG-1103L/LW unidad principal

Cable de paciente

Electrodos de Torax

Electrodos de Extremidades

Papel termico

Rodillos de papel

Batería recargable

Cubierta

### **Opciones**

PCECG-500A Software de Estación de trabajo de ECG

Carro de aluminio

Placa función USB