



## **Icare VET ( = TonoVet ) para medir la presión del ojo a los animales de la forma más sencilla**

El tonómetro Icare VET está destinado para uso de los veterinarios generales, oftalmólogos veterinarios y demás personal médico veterinario. VET Icare es la herramienta para medir con precisión la presión intraocular en pacientes animales, ya que es indolora y por lo tanto no crea ansiedad. El tonómetro se basa en un principio de rebote de medición, en el que se utiliza una sonda muy ligera para hacer contacto momentáneo con la córnea. El dispositivo es fácil de usar y la medición se nota apenas por el animal y, a menudo incluso no causa reflejo corneal.