

# Master Cardiology

El Fonendoscopio 3M™ Littmann® Master Cardiology es el fonendoscopio acústico más reciente para una auscultación precisa.

Este innovador fonendoscopio tiene una campana patentada de una sola cara `Master`. Esta permite la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia sin necesidad de girar ningún mecanismo ni de retirar el fonendoscopio del foco de auscultación. Aplicando una ligera presión se escuchan los sonidos de baja frecuencia. Si se aprieta firmemente se pasa a escuchar los sonidos de alta frecuencia.

