

## OFTALMOSCOPIO RI-MINI



Con lámpara halógena HL de 2,5 V. Cierre de rosca para un montaje rápido y seguro en el mango. Resistente anillo de ajuste para colocar el cabezal en la posición ideal con respecto al mango. Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, extremadamente resistente. Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del cabezal del instrumento. Lado del médico Ruedecilla de lentes con lentes correctoras de 0 a +20 y de 0 a -20 dioptrías. Indicación de dioptrías iluminada. Protector para gafas integrado. Lado del paciente Ruedecilla de ajuste del diafragma de fácil manejo. Cuatro diafragmas diferentes: - Círculo pequeño y semicírculo para reducir los reflejos en caso de pupilas pequeñas. - Círculo grande para exploraciones normales de fondo de ojo. - Estrella de fijación para determinar una fijación central o excéntrica. Filtro exento de rojo para aumentar el contraste. Para evaluar modificaciones vasculares mínimas, p.ej. hemorragias de retina