



## Ref.: 14 OPTOTIPO + DESLUMBROMETRO

- Caja metálica de 0,8mm. Esmaltada en blanco
- Tubo circular de 32W para el optotipo
- Foco alógeno de 50w y pilotos de Leed.
- interruptor de doble contacto luminoso mas pulsadores.
  - metacrilato de 2mm. Seri grafiado .
  - Escalas de 2,5metros a 25 metros
  - Código de colores para daltónicos.
- Conexión de Red de 3x0,75 con toma de tierra.
- Embalaje en plástico de burbuja y caja de cartón.