



Ref.: 14 5M OPTOTIPO + DESLUMBROMETRO  
CON ESCALA MINIMA DE 5Metros.

- Caja metálica de 0,8mm. Esmaltada en blanco
- 4 Tubos rectos de 18w. para el optotipo
- Foco alógeno de 50w y pilotos de Leed.
- interruptor de doble contacto luminoso mas pulsadores.
  - metacrilato de 3mm. Seri grafiado .
  - Escalas de 5metros a 50 metros.
  - Código de colores para daltónicos.
- Conexión de Red de 3x0,75 con toma de tierra.
- Embalaje en plástico de burbuja y encartonado.