



Ref.: 14 MD OPTOTIPO + DESLUMBROMETRO  
CON MANDO DE CABLE DE 2Metros.

- Caja metálica de 8mm esmaltada en blanco
- Tubo fluorescente de 32w para optotipo.
- Foco alógeno de 50w y pilotos de leed.
- Interruptor de doble contacto luminoso.
- Caja mando con pulsadores de encendido.
  - Metacrilato de 2mm. Seri grafiado.
  - Escalas desde 2,5metros hasta 25metros.
  - Código de colores para daltónicos.
- Conexión de Red de 0,75mm. Con toma de tierra.
- Embalaje en plástico de burbuja y caja de cartón.