

PCECG-500 . ECG Workstation

Características principales

- Adquisición simultanea de 12 derivaciones y display
- Conexión con PC mediante USB , no se necesita una Fuente de alimentación adicional
- Posible diagnostico temporal del ECG presionando la tecla "Imprimir pantalla"
- Un avanzado ADS asegura una línea base plana con análisis VCG
- Comunicación con PC en tiempo real
- Varios formatos de impresión 1*12, 2*6+, 4*6+, VCG and TVCG
- Multi-format ECG files can be saved, edited or printed out on A4 paper
- Los archivos de ECG pueden guardarse en los formatos Word o BMP, lo que es útil para compartirlos en internet o para diagnostico remoto

Configuración Estandar

PCECG-500 caja de adquisición

PCECG-500A Workstation disco de software

DRM de seguridad

Cable de conexión USB/RS232

Electrodos de Tórax

Electrodos de Extremidades

