



## Ref. 10M Test de Pelli-Robson o de visión Mesopica

Tensión: 220v. 50Hz. 8w.

Medidas: 405x505x40mm.

Chapa metálica de 0,8mm. Esmaltada en Blanco

Pantalla de cristal, Paspertú, lamina Backlite y metacrilato.

Tubo fluorescente de 8w con reactancia electrónica.

Interruptor iluminado de doble contacto.

Cable de Red de 0,75x3 con toma de tierra.

Test acompaña certificación CE y manual de instrucciones.

Embalado en plástico de burbuja con porexpan alrededor  
madera e 4mm en el frontal y en caja de cartón.