

Torso para resucitación cardiopulmonar mod. W44538



Dimensiones:
Length: 70 cm
Peso: 7 kg

Torso para resucitación cardiopulmonar

Este torso ligero y fácil de transportar presenta las características:

- Válvula con balón de vías aéreas que permite inflar los pulmones sólo cuando la cabeza está extendida y bien colocada
- Marcas anatómicas semejantes a las reales como pulso de la carótida, esternón, caja torácica y escotadura subesternal
- Piezas de boca/nariz fácilmente reemplazables
- Caja blanda para transporte con almohadillas para arrodillarse
- Controlador luminoso que confirma la colocación correcta de la mano, el volumen de ventilación y la compresión