

## Torso de adulto para resucitación cardiopulmonar mod. W44597



Este torso está realizado en plástico de vinilo suave, realista, recubriendo una espuma de poliuretano.

Características incluyen:

- Torso largo para compresiones abdominales realistas
- Inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla para abrir la vía aérea
- Marcas anatómicas como esternón, caja torácica y escotadura subesternal
- Vía aérea fácilmente manipulable para simular obstrucción de la vía aérea o para situaciones de ahogo

Suministro con 3 sistemas disponibles de pulmón/vías aéreas, 3 piezas boca/nariz y bolsa de nilón con almohadillas para arrodillarse.

Dimensiones:  
65x38x22 cm  
Peso: 4,8 kg